

Protefix podściółki mocujące



Nasza cena: 22,50 pln

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 szt.
Postać	-
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Nazwa: Protefix podściółki moc. d/zuchwy

Postać: -

Dawka: -

Opakowanie: 30 szt.

Skład:

Alginian sodowy, włókna wiskozowo-polipropylenowe

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu.

Działania niepożądane:

W pojedynczych przypadkach niewykluczone są reakcje alergiczne śluzówki jamy ustnej lub całego organizmu. W przypadku zaistnienia podejrzenia alergii prosimy skonsultować się z lekarzem stomatologiem.

Dawkowanie:

1. Przy małych protezach przyciąć

podściółkę mocującą do odpowiedniej

wielkości. Podściółkę zwilżyć

i nałożyć jak opisano w sposobie

użycia dla protezy szczęki (rys. 2 i 3

po lewej).

2. **Podściółkę docisnąć** palcem do

zagłębienia żuchwowego protezy

(zaczynając od środka), aż będzie w

każdym miejscu gładko przylegała.

Wskazówka: w przypadku zmniejszenia

pryczepności wyjąć protezę;

posypać podściółkę proszkiem

mocującym.

Uwagi:

Podściółki przeznaczone są tylko do protez całkowitych. Nie stosować przy protezach częściowych. Podściółki mocujące należy zmieniać co najmniej raz dziennie i dbać o higienę jamy ustnej i protezy.